

# Chevet réfrigéré - CH780A

Un design innovant pour le cadre de vie des patients d'aujourd'hui



Configuration standard



Option de configuration avec une table à manger

## Caractéristiques et avantages

- Un tiroir avec système de fermeture amortie « soft close », qui s'ouvre et se referme sans effort
- Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir
- Un réfrigérateur intégré de 40 litres, idéal pour garder des collations fraîches à portée de main
- Un éclairage intérieur permettant de voir en un clin d'œil le contenu du réfrigérateur
- Un fonctionnement silencieux du réfrigérateur, offrant un environnement plus confortable pour les patients
- La porte du réfrigérateur peut être configurée pour s'ouvrir des deux côtés



En option : galerie métal – sur deux côtés, avec porte-serviette



En option : bac tiroir en plastique et tiroir verrouillable

## Caractéristiques techniques Modèle CH780A

### Hauteur

Standard	888 mm
Avec rails	920 mm

### Largeur

Standard	463 mm
Avec option (table à manger)	640 mm

### Profondeur

	545 mm
--	--------

### Poids

	Env. 43 – 52 kg
--	-----------------

### Matériaux

Corps	Méla mine
Plateau supérieur	Stratifié haute pression (HPL)
Montants	Aluminium

### Charnière

Standard	Sur le côté gauche
En option	Sur le côté droit

### Roulettes

Standard	4 x 65 mm Double-galets Avec 2 freins à l'avant
Avec option (table à manger)	5 x 65 mm Double-galets Avec 2 freins à l'avant

### Configuration

Réfrigérateur (40 litres)

### Poignées/Coloris

Voir fiche sur les poignées et les coloris

### Table à manger (en option)

Réglage de la hauteur	610 – 950 mm
Angle d'inclinaison	Max. 60°
Dimension de la surface (standard)	547 x 349 mm
Dimension de la surface (en option)	617 x 349 mm

### Options supplémentaires

- Galerie métal – sur deux côtés (à l'arrière et sur le côté de la charnière)
- Bac tiroir en plastique
- Tiroir verrouillable
- Porte-serviette
- Possibilité de montage d'un support de téléphone/d'écran

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé dans plus de 100 pays, nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic des patients, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** À travers le monde, les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une mission principale : **Améliorer le quotidien des patients et des soignants.**

Certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de santé. Les appareils médicaux présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils.

#### Fabricant du mobilier :

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR150372-01, 28 mars 2017