



Hillrom™

**Welch Allyn®
Connex® Spot Monitor**

SMARTE, FUNDIERTE KLINISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Lernen Sie den Welch Allyn® Connex® Spot Monitor kennen

Er ist benutzerfreundlich und unterstützt eine umfassende Überwachung am Patientenbett – von der routinemäßigen Erfassung von Vitalparametern bis hin zum Early Warning-Scoring und zur Intervallmessung. Darüber hinaus integrieren wir die Daten in Ihre elektronische Patientenakte (EPA), so dass Ihr Pflegepersonal unmittelbar auf wichtige Informationen zugreifen kann – wann und wo sie benötigt werden.

SPEZIELL FÜR DIE PATIENTENRESULTATE ENTWICKELT.

1

Benutzerdefinierte Funktionen helfen dem Klinikpersonal, Anzeichen einer Verschlechterung des Patientenzustandes schneller zu erkennen und darauf zu reagieren

2

Vitalparameter und andere klinische Parameter werden direkt an die elektronische Patientenakte (EPA) gesendet, um Fehler und Unvollständigkeiten zu reduzieren

3

Branchenführende Technologien unterstützen und produzieren Messungen, auf die Sie sich verlassen können



Mit unseren Protokollen und Funktionen können Sie Ihre Arbeitsabläufe anpassen und standardisieren.

Wählen Sie einen aus bis zu 6 gleichzeitig konfigurierbaren intelligenten Scoring-Protokollen (z.B. MEWS, PEWS, NEWS2) zur Erkennung einer Verschlechterung des Patientenzustandes

Großer Farb-Touchscreen und Single Sign-on-Funktion vereinfachen Schulung und Bedienung

Manuelle Eingabe von Gewicht, Größe, Schmerzniveau sowie Dokumentation wichtiger Vitalzeichen wie z.B. O₂ Therapie



Stichprobenartige Messung der Atemfrequenz mit der Masimo® RRP-Technologie

Unsere SureBP®-Technologie erfasst die Blutdruckwerte während des Aufpumpens der Manschette in etwa 15 Sekunden

Wählen Sie Masimo®, Nellcor® oder Nonin® SpO₂

Wählen Sie Braun ThermoScan® PRO 6000 für die Temperaturmessung im Ohr oder SureTemp Plus für die orale/axillare/rektale Temperaturmessung

Geeignet für eine Vielzahl von Manschetten für Erwachsene, Kinder und Neugeborene

ZÄHLEN SIE DIE ATEMFREQUENZ VISUELL AUS? SETZEN SIE AUF DIGITALE TECHNOLOGIEN.

Messen Sie die Atemfrequenz eines Patienten stichprobenartig auf digitale Weise, ohne Ihren Arbeitsablauf zu ändern. Erfassen Sie genaue, miteinander verbundene Messwerte direkt an der Fingerspitze, sodass Ihr Team Übertragungsfehler reduzieren und Anzeichen für eine Verschlechterung erkennen kann.



Sicherung Ihres Netzwerks und Ihrer klinischen Patientendaten

Wenn die Sicherheit Ihrer Daten Ihnen besonders wichtig ist, haben wir für Sie vorgesorgt. Sobald Sie Ihren Connex Spot Monitor mit den EPA-Connectivity-Lösungen von Welch Allyn ausstatten, passen wir Ihre Netzwerksicherheitsprotokolle an, um Sie beim Schutz Ihrer Patienten und Ihrer Infrastruktur zu unterstützen.

- FIPS-konforme Verschlüsselung übertragener Daten mit Geräte- und Serverauthentifizierung
- Digital signierte Software-Images und Konfigurationsdateien schützen Geräte vor nicht autorisierten Änderungen
- Single Sign-On-Kompatibilität, einschließlich Imprivata, unterstützt schnelle und sichere Anmeldungen
- Die Bildschirmsperre schützt inaktive Geräte vor unbefugtem Zugriff
- Patientendaten werden automatisch gelöscht, nachdem sie an die EPA gesendet und vom Gerät entfernt wurden



DOD RMF



APPROVED





ZUBEHÖR

7000-APM	APM-Rollstativ
7000-MS3	MS3-Rollstativ
7000-MWS	MWS-Rollstativ
7000-GCX	GCX-Wandschienenhalterung
6000-NC	VSM 6000 Schwesternrufadapter
7000-916HS	2D-Barcodeleser
7000-916HSR	2D-Barcodeleser + High Frequency-RFID-Lesegerät
BATT22	Lithium-Ionen-Akku für CSM
BATT99	Lithium-Ionen-Akku für APM-Rollstativ
7000-35	Blutdruckschlauch mit FlexiPort® (ca. 3 m)
7000-33	Blutdruckschlauch für Neugeborene (ca. 3 m)
Erweiterte Garantie#	Erweiterung der Herstellergarantie
SmartCare Prevention-Service-Programm*	Dienstleistungen zur vorbeugenden Wartung
SmartCare Response-Service-Programm*	Umfassende Reparatur-Dienstleistungen
SmartCare Complete-Service Programm*	Vorbeugende Wartung und umfassende Reparaturleistungen

Nur am Verkaufsort verfügbar

* Service wird am Kundenstandort und/oder im Hill-Rom EMEA Service Center angeboten

* Nur in ausgewählten Märkten verfügbar.

Der Connex Spot Monitor ist mit einer Vielzahl von Reinigungsprodukten kompatibel, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.



APM-ROLLSTATIV

7000-APM

Verlängern Sie die Akkulaufzeit auf bis zu 17 Stunden, um Ausfallzeiten durch Wiederaufladen zu minimieren. Darüber hinaus wurden die integrierte Arbeitsauflage sowie die integrierten Ablageflächen für Zubehör/Reinigung entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern.

Sie möchten mehr erfahren? Dann wenden Sie sich am besten noch heute an Ihren Hill-Rom-Kundenbetreuer, um eine Präsentation zu vereinbaren, oder besuchen Sie hillrom.com/welchallyn

hillrom.com

Welch Allyn GmbH, Hofgartenstraße 16, D-72379 Hechingen

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

Der Connex Spot Monitor ist für die Überwachung der Vitalparameter aller Patienten durch Klinikpersonal und medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Medizinprodukt (93/42/EWG): Benannte Stelle der Klasse IIa: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Hersteller: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EU-Vertr.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Republik Irland. Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Welch Allyn empfiehlt, die detaillierten Anweisungen zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch in der Begleitdokumentation der Medizinprodukte sorgfältig zu lesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Welch Allyn behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn ist die sich auf den Verkauf seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

© 2020 Welch Allyn Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. APR58101-DE-EMEA-R1 04 MAY 2020 GERMAN – EMEA